



## 冻干补体说明书

批准文号：154028020

兽用非处方药

### 【兽药名称】

通用名称：冻干补体

商品名称：

英文名称：Lyophilized Complement

汉语拼音：Donggan Buti

【主要成分】 本品主要成分为豚鼠补体。

【性状】 疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于补体结合试验。

【用法与用量】 按瓶签注明装量加入生理盐水，充分溶解后，再按现行《中国兽药典》冻干补体【效价测定】项测定补体效价，决定其使用量。

【注意事项】 （1） 应防止阳光照射和 37℃以上温度影响。

（2） 应在室温条件下操作。

（3） 稀释后，限当日用完。

【规格】 （1）1ml/瓶 （2）2ml/瓶 （3）4ml/瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃冷藏或-15℃以下冷冻保存，有效期为 24 个月。

仅供兽医诊断使用